

高仿真导尿术训练模型

真实的男性和女性导尿术技能培训：

- 可以感受到逼真的插管阻力
- 模拟不同程度的前列腺病变
- 具有柔软可移动的包皮、阴唇等组织
- 插管操作成功会有尿液流出



直接学习：

- 透明膀胱可以用于评估导管位置是否正确。
- 如果导管位置正确，膀胱内液体将流出。
- 专业版导尿术训练模型腹壁可以移除，可以观察到完整的插管过程。

使用导管插入训练模型，使男性和女性导尿术技能得以逼真的展示、实践和评估。

可互换的男女性外阴组织柔软细腻，且具有准确的解剖学结构。男性阴茎可上提，包皮可移动，女性阴唇可拨开，可以满足真实导尿中所涉及的所有操作手势及动作。




不同难度等级：

男性导尿术训练模型可以设置前列腺狭窄症状，在狭窄处无法插入导管，因此设置耻骨上膀胱穿刺导管。

与实际情况相符的插管阻力，可以使学生得到更真实的训练体验。前列腺狭窄等级根据需要可以随时进行手动调节。



专业版导尿术训练模型还包含一个耻骨上膀胱穿刺导管，用于练习导管清洁与护理。



包皮组织可以移动



模拟不同程度前列腺病变

基础版
导尿术训练模型
1020842

其他优势：

- 具有防滑脚和固定装置。
- 所有部件均可拆卸，易于清洁。
- 采用磁性连接方式，方便快速安装和拆卸。

基础版交货内容：

- 支架，带磁性连接件，可以固定生殖器模型
- 男性和女性生殖器模型，带有透明膀胱
- 储液瓶、替换海绵和括约肌配件、凡士林、滑石粉

P93B-S 1020842

专业版交货内容：

- 逼真的下腹部模型
- 男性和女性生殖器，带有透明膀胱
- 储液瓶和带接头导管
- 替换海绵和括约肌配件
- 凡士林、滑石粉
- 手提袋

P93P-S 1020843

可选配件：

- 润滑剂
- XP93-015 1020608



3bscientific.com

China 3B Scientific Co., Ltd.
苏州新区火炬路45号 · 科技工业园 · 215009
Tel: +86 512 68081123 · Fax: +86 512 68258957
E-Mail: sales@3bscientific.cn